



RADWAG BALANCES AND SCALES
ADVANCED WEIGHING TECHNOLOGIES

Профессиональное Весовое оборудование




Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон СЗ»
телефон: (812) 913-66-89, www.akvilon-nw.ru, e-mail: sales@akvilon-nw.ru

Прайс-лист Р

Январь 2014






	Дозирование
	Сортировка
	Процентное взвешивание.
	Статистика
	Рецептура
	Компенсация объёма навески
	GLP протокол
	Датчики движения
	Сравнительное взвешивание
	Alibi память
	Европейская сертификация
	Гос. реестр СИ РФ 52826-13 ГОСТ Р 53228-2008
	Специальный класс точности

Микровесы типа МХА были разработаны на основе новых электронных модулей и новейших технологий. Надежность и точность измерений обеспечивается внутренней калибровкой. Микровесы состоят из двух основных частей (электронная система и точный весовой механизм) в отдельных корпусах - это решение устраняет влияние температуры, ударов и вибраций, вызванных действиями управления оператора. Весы оснащены 5,7 " цветным сенсорным экраном с новым программным обеспечением для высокого удобства использования!

Микровесы МХА надежно работают с элементными анализаторами углерода, водорода, азота и серы.

Модель		М	НПВ	d	e	Весовая чаша	Цена с учетом НДС
МХА 2.3У	•	•	2 г	0,1 мкг	1 мг	Ø16 мм	1 397 000,00

Внутренняя калибровка



Микровесы типа MXA были разработаны на основе новых электронных модулей и новейших технологий. Надежность и точность измерений обеспечивается внутренней калибровкой. Микровесы состоят из двух основных частей (электронная система и точный весовой механизм) в отдельных корпусах - это решение устраняет влияние температуры, ударов и вибраций, вызванных действиями управления оператора. Весы оснащены 5,7 " цветным сенсорным экраном с новым программным обеспечением для высокого удобства использования!

Микровесы MXA надежно работают с элементными анализаторами углерода, водорода, азота и серы.

Технические параметры	MXA 2.3Y.P	MXA 5.3Y MXA 5.3Y.F	MXA 11.3Y	MXA 21.3Y
Наибольший предел взвешивания, НПВ	2 г	5 г	11 г	21 г
Цена деления d (дискретность)	0,001 мг	0,001 мг	0,001 мг	0,001 мг
Повторяемость. СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤1 мкг	≤1,6 мкг	≤2 мкг	≤2,5 мкг
Поверочное деление. e	1 мг	1 мг	1 мг	1мг
Диапазон тарирования.	-2 г	-5 г	-11 г	-21 г
Юстировка	[] авто – Т/24ч, t/0.8°C, %.			
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C			
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A			
Время стабилизации	≤5 сек			
Размер чаши	ø 16 мм	ø 26 мм	ø 26 мм	ø 26 мм
Габариты (Г x Ш x В)	370 x 173 x 173 / 360 x 208 x 74 мм			
Гос. Реестр СИ РФ	№ 34926-07, (I) Специальный класс точности			
Цена с учетом НДС 18%	564 000,00	599 000,00	698 000,00	797 000,00



Гос. реестр СИ
РФ 52826-13 ГОСТ
Р 53228-2008



Специальный
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Сортировка



Процентное
взвешивание.



Статистика



Рецептура



Компенсация
объема навески



GLP
протокол



Датчики
движения



Сравнительное
взвешивание




Alibi память



Калибровка
пипеток*
* Функция доступна
опционально



Автоматическая
калибровка
Т° / °C / %



Аналитические весы серии XA.../Y предназначены для статических измерений массы в лабораторных условиях и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования. Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют очень высокую точность и стабильность результатов измерений. Благодаря широкоформатному цветному сенсорному дисплею с датчиками движения и русифицированным меню управления, весы имеют самый обширный и передовой спектр функциональных возможностей и режимов взвешивания.

! Серия «XA.../Y Automatic» с автоматической ветрозащитной витриной.

Технические параметры	XA 52/Y Automatic	XA 110/Y Automatic	XA 210/Y Automatic	XA 82/220/Y Automatic	XA 310/Y Automatic
Наибольший предел взвешивания, НПВ	52 г	110 г	210 г	82/220 г	310 г
Цена деления, d (дискретность)	0,01 мг	0,01 мг	0,01 мг	0,01/0,1 мг	0,1 мг
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤0,01 мг	≤0,03 мг	≤0,04 мг	≤0,02/0,08 мг	≤0,08 мг
Поверочное деление, e	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
Диапазон тарирования.	-52 г	-110 г	-210 г	-220 г	-310 г
Юстировка	[] авто – T/24ч, t/0.8°C, %.				
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C				
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A				
Время стабилизации	≤5 сек				
Размер чаши	ø 85 мм	ø 85 мм	ø 85 мм	ø 85 мм	ø 100 мм
Габариты (Г x Ш x В)	570 x 253 x 296 мм				
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49688-12, (I) Специальный класс точности				
Цена с учетом НДС 18% (с автоматической витриной)	344 000,00	363 000,00	549 000,00	357 000,00	387 000,00



Гос. реестр СИ
РФ 49688-12
ГОСТ Р 53228-2008



Специальный класс точности



Европейская сертификация



Дозирование



Подсчет



Сортировка



Процентное взвешивание.



Статистика



Рецептура



Определение плотности



Компенсация объема навески



GLP протокол



Датчики движения



Взвешивание под весами



Сравнительное взвешивание



Alibi память



Калибровка пипеток*
* Функция доступна опционально



Автоматическая калибровка
T° / °C / %



- Датчики движения
- Электронный уровень горизонтального положения



- Цветной сенсорный дисплей с диагональю 5,7"



- Перенос информации при помощи USB флэш памяти



- Встроенные интерфейсы: сетевой разъем, USB, RS 232

Аналитические весы серии XA.../Y предназначены для статических измерений массы в лабораторных условиях и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования. Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют очень высокую точность и стабильность результатов измерений. Благодаря широкоформатному цветному сенсорному дисплею с датчиками движения и русифицированным меню управления, весы имеют самый обширный и передовой спектр функциональных возможностей и режимов взвешивания.

! Серия XA.../Y с механической ветрозащитной витриной.

Технические параметры	XA 52/Y	XA 110/Y	XA 210/Y	XA 82/220/Y	XA 310/Y
Наибольший предел взвешивания, НПВ	52 г	110 г	210 г	82/220 г	310 г
Цена деления, d (дискретность)	0,01 мг	0,01 мг	0,01 мг	0,01/0,1 мг	0,1 мг
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤0,01 мг	≤0,03 мг	≤0,04 мг	≤0,02/0,08 мг	≤0,08 мг
Поверочное деление, e	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
Диапазон тарирования.	-52 г	-110 г	-210 г	-220 г	-310 г
Юстировка	[] авто – T/24ч, t/0.8°C, %.				
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C				
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A				
Время стабилизации	≤5 сек				
Размер чаши	ø 85 мм	ø 85 мм	ø 85 мм	ø 85 мм	ø 100 мм
Габариты (Г x Ш x В)	570 x 253 x 296 мм				
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49688-12, (I) Специальный класс точности				



Гос. реестр СИ
РФ 49688-12
ГОСТ Р 53228-2008



Специальный класс точности



Европейская сертификация



Дозирование



Подсчет



Сортировка



Процентное взвешивание.



Статистика



Рецептура



Определение плотности



Компенсация объема навески



GLP протокол



Датчики движения



Взвешивание под весами



Сравнительное взвешивание



Alibi память





Калибровка пипеток*
* Функция доступна опционально




Аналитические весы

d – 0.00001 г.

XA /X



- 1 – Дискретность
- 2 – Единица измерения
- 3 – Стабильность результата
- 4 – Суммарная шкала нагрузки (%)
- 5 – Режим взвешивания
- 6 – Календарь
- 7 – Часы
- 8 – Автоноль



Аналитические весы серии XA.../X предназначены для статических измерений массы в лабораторных условиях и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования. Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют высокую точность и стабильность результатов измерений, что подтверждено европейской медалью качества.

Весы оснащены широкоформатным графическим дисплеем с русифицированным меню управления.

Технические параметры	XA 52/X	XA 110/X	XA 82/220/X	XA 310/X
Наибольший предел взвешивания, НПВ	52 г	110 г	82/220 г	310 г
Цена деления, d (дискретность)	0,01 мг	0,01 мг	0,01/0,1 мг	0,1 мг
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤0,03 мг	≤0,03 мг	≤0,02/0,08 мг	≤0,08 мг
Поверочное деление, e	1 мг	1 мг	1 мг	1 мг
Диапазон тарирования.	-52 г	-110 г	-220 г	-310 г
Юстировка	[] авто – T/12ч, t/0.8°C			
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C			
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A			
Время стабилизации	≤5 сек			
Размер чаши	Ø 85 мм	Ø 85 мм	Ø 85 мм	Ø 100 мм
Габариты (Г x Ш x В)	484 x 202 x 296 мм			



Гос. реестр СИ
РФ 49688-12
ГОСТ Р 53228-2008



Специальный
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Подсчет



Сортировка



Процентное
взвешивание.



Статистика



Рецептура



Определение
плотности



Компенсация
объёма навески



GLP
протокол



Взвешивание под
весами







Калибровка
пипеток*
* Функция доступна
опционально




Аналитические весы

d – 0.0001 г.

AS /Y



- Датчики движения
- Электронный уровень горизонтального положения



- Цветной сенсорный дисплей с диагональю 5,7"



- Перенос информации при помощи USB флэш памяти



- Встроенные интерфейсы: сетевой разъем, USB, RS 232

Аналитические весы серии AS.../Y предназначены для статических измерений массы в лабораторных условиях и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования. Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют очень высокую точность и стабильность результатов измерений и включают самые передовые технические разработки завода RADWAG. Благодаря широкоформатному цветному сенсорному дисплею с датчиками движения и русифицированному меню управления, весы имеют самый обширный и передовой спектр функциональных возможностей и режимов взвешивания

Технические параметры	AS 220/Y	AS 310/Y
Наибольший предел взвешивания, НПВ	220 г	310 г
Цена деления, d (дискретность)	0,1 мг	0,1 мг
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤0,1 мг	≤0,1 мг
Поверочное деление, e	1 мг	1 мг
Диапазон тарирования.	-220 г	-310 г
Юстировка	[] авто – T/24ч, t/3°C, %	
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C	
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A	
Время стабилизации	≤2 сек	

Гос. реестр СИ
РФ 49689-12 ГОСТ
Р 53228-2008Специальный
класс точностиЕвропейская
сертификация

Дозирование



Подсчет



Сортировка

Процентное
взвешивание.

Статистика



Рецептура

Определение
плотностиGLP
протоколДатчики
движенияВзвешивание под
весамиСравнительное
взвешивание

Размер чаши	Ø 85 мм	Ø 85 мм
Габариты (Г x Ш x В)	360 x 217 x 348 мм	
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (I) Специальный класс точности	
Цена с учетом НДС 18%	137 000,00	164 000,00



Alibi память





Автоматическая
калибровка
Т° / °С / %


Аналитические весы

d – 0.0001 г.

AS /X



- 1 – Дискретность
- 2 – Единица измерения
- 3 – Стабильность результата
- 4 – Суммарная шкала нагрузки (%)
- 5 – Режим взвешивания
- 6 – Календарь
- 7 – Часы
- 8 – Автоноль



Аналитические весы серии AS.../X предназначены для статических измерений массы в лабораторных условиях и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования.

Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют высокую точность и стабильность результатов измерений, что подтверждено европейской медалью качества.

Весы оснащены широкоформатным графическим дисплеем с русифицированным меню управления.



Гос. реестр СИ
РФ 49689-12 ГОСТ
Р 53228-2008



Специальный
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Подсчет





Технические параметры	AS 220/X	AS 310/X
Наибольший предел взвешивания, НПВ	220 г	310 г
Цена деления, <i>d</i> (дискретность)	0,1 мг	0,1 мг
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤0,1 мг	≤0,1 мг
Поверочное деление, <i>e</i>	1 мг	1 мг
Диапазон тарирования.	-220 г	-310 г
Юстировка	[] авто – T/12ч, t/3°C	
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C	
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A	
Время стабилизации	≤2 сек	
Размер чаши	ø 85 мм	ø 85 мм
Габариты (Г x Ш x В)	335 x 210 x 335 мм	
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (I) Специальный класс точности	
Цена с учетом НДС 18%	74 000,00	87 000,00

	Сортировка
	Процентное взвешивание.
	Статистика
	Рецептура
	Определение плотности
	GLP протокол
	Взвешивание под весами
	Автоматическая калибровка T° / °C

Аналитические весы

d – 0.0001 г.

AS /C/2



Гос. реестр СИ
РФ 49689-12 ГОСТ
Р 53228-2008



Специальный
класс точности



Европейская
сертификация

Аналитические весы серии AS.../C/2 предназначены для статических измерений массы в лабораторных условиях и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования.

Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют высокую точность и стабильность результатов измерений.

Весы оснащены стандартным трехстрочным LSD дисплеем с подсветкой, интерфейсами 2 x RS 232, type A USB, type B USB и опционально встроенной системой WiFi для коммуникации с компьютером.

Технические параметры	AS 60/220/C/2	AS 220/C/2	AS 310/C/2
Наибольший предел взвешивания, НПВ	60/220 г	220 г	310 г
Цена деления, d (дискретность)	0,01/0,1 мг	0,1 мг	0,1 мг
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤0,04/0,1 мг	≤0,1 мг	≤0,1 мг
Поверочное деление, e	1 мг	1мг	1мг
Диапазон тарирования.	-220 г	-220 г	-310 г
Юстировка	[] авто – Т/9ч, t/3°C		
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C		
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A		
Время стабилизации	≤2 сек		
Размер чаши	ø 70 мм	ø 85 мм	ø 85 мм
Габариты (Г x Ш x В)	335 x 210 x 335 мм		
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (I) Специальный класс точности		
Цена с учетом НДС 18%	115 000,00	56 000,00	67 000,00

	Дозирование
	Подсчет
	Сортировка
	Процентное взвешивание.
	Определение плотности
	GLP протокол
	Взвешивание под весами
	Автоматическая калибровка Т° / °C

Аналитические весы AS220/C/2 – всегда в наличии.



Лабораторные весы

d – 0.001 г.

PS /Y



PROFESSIONAL
LEVEL





	Гос. реестр СИ РФ 49689-12 ГОСТ Р 53228-2008
	Высокий класс точности
	Европейская сертификация

	Дозирование
	Подсчет
	Сортировка


Лабораторные весы серии PS.../Y предназначены для статических измерений массы и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования. Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют очень высокую точность и стабильность результатов измерений и включают самые передовые технические разработки завода RADWAG. Благодаря широкоформатному цветному сенсорному дисплею с датчиками движения и русифицированным меню управления, весы имеют самый обширный и передовой спектр функциональных возможностей и режимов взвешивания

Технические параметры	PS 200/2000/Y	PS 250/Y	PS 450/Y	PS 600/Y	PS 750/Y	PS 1000/Y
Наибольший предел взвешивания, НПВ	200/2000 г	250 г	450 г	600 г	750 г	1000 г
Цена деления, d (дискретность)	0,001/0,01 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤1/10 мг	≤1 мг	≤1 мг	≤1,5 мг	≤1,5 мг	≤1,5 мг
Поверочное деление, e	10/100 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг
Диапазон тарирования.	-2000 г	-250 г	-450 г	-600 г	-750 г	-1000 г
Юстировка	[] авто – Т/24ч, t/3°C, %.					
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C					
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A					
Время стабилизации	≤2 сек					
Размер чаши	128 x 128 мм					
Габариты (Г x Ш x В)	431 x 221 x 168 (348) мм					
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (II) Высокий класс точности					
Цена с учетом НДС 18%	120 000,00	89 000,00	92 000,00	95 000,00	97 000,00	110 000,00

	Процентное взвешивание.
	Взвешивание животных
	Статистика
	Рецептура
	Определение плотности " для весов с d- 1мг
	GLP протокол
	Датчики движения
	Взвешивание под весами
	Сравнительное взвешивание
	Alibi память
	Автоматическая калибровка Т" / °C / %



- 1 – Дискретность
- 2 – Единица измерения
- 3 – Стабильность результата
- 4 – Суммарная шкала нагрузки (%)
- 5 – Режим взвешивания
- 6 – Календарь
- 7 – Часы
- 8 – Автоноль



Лабораторные весы серии PS.../X предназначены для статических измерений массы и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования. Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют высокую точность и стабильность результатов измерений.

Весы оснащены широкоформатным графическим дисплеем с русифицированным меню управления.

Технические параметры	PS 200/2000/X	PS 250/X	PS 450/X	PS 750/X	PS 1000/X
Наибольший предел взвешивания, НПВ	200/2000 г	250 г	450 г	750 г	1000 г
Цена деления, d (дискретность)	0,001/0,01 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤1/10 мг	≤1 мг	≤1 мг	≤1,5 мг	≤1,5 мг
Поверочное деление, e	10/100 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг
Диапазон тарирования.	-2000 г	-250 г	-450 г	-750 г	-1000 г
Юстировка	[] авто – Т/12ч, t/3°C				
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C				
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A				
Время стабилизации	≤2 сек				
Размер чаши	128 x 128 мм				
Габариты (Г x Ш x В)	334 x 206 x 170 мм				
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (II) Высокий класс точности				
Цена с учетом НДС 18%	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	55 000,00



Гос. реестр СИ
РФ 49689-12
ГОСТ Р 53228-2008



Высокий
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Подсчет



Сортировка



Процентное
взвешивание.



Взвешивание
животных



Статистика



Рецептура



Определение
плотности
" для весов с d- 1мг



GLP
протокол



Взвешивание
под весами



Автоматическая
калибровка
T° / °C



Лабораторные весы серии PS.../C/2 предназначены для статических измерений массы и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования.

Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют высокую точность и стабильность результатов измерений.

Весы оснащены стандартным трехстрочным LSD дисплеем с подсветкой, интерфейсами 2 x RS 232, type A USB, type B USB и опционально встроенной системой WiFi для коммуникации с компьютером.

Технические параметры	PS 200/2000/C	PS 210/C/2	PS 360/C/2	PS 600/C/2	PS 750/C/2	PS 1000/C/2
Наибольший предел взвешивания, НПВ	200/2000 г	210 г	360 г	600 г	750 г	1000 г
Цена деления, d (дискретность)	0,001/0,01 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г	0,001 г
Повторяемость. СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤1/10 мг	≤1 мг	≤1 мг	≤1,5 мг	≤1,5 мг	≤1,5 мг
Поверочное деление, e	10/100 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг	10 мг
Диапазон тарирования.	-2000 г	-210 г	-360 г	-600 г	-750 г	-1000 г
Юстировка	[] авто – T/9ч, t/3°.					
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C					
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A					
Время стабилизации	≤2 сек					
Размер чаши	128 x 128 мм					
Габариты (Г x Ш x В)	334 x 206 x 170 мм					
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (II) Высокий класс точности					
Цена с учетом НДС 18%	42 800,00	35 000,00	35 800,00	36 000,00	37 000,00	41 000,00



Гос. реестр СИ
РФ 49689-12
ГОСТ Р 53228-2008



Высокий
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Подсчет



Сортировка



Процентное
взвешивание.



Определение
плотности
" для весов с d- 1мг





GLP
протокол



Взвешивание
под весами



Автоматическая
калибровка
T° / °C



Лабораторные весы серии PS.../Y предназначены для статических измерений массы и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования.

Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют очень высокую точность и стабильность результатов измерений и включают самые передовые технические разработки завода RADWAG. Благодаря широкоформатному цветному сенсорному дисплею с датчиками движения и русифицированным меню управления, весы имеют самый обширный и передовой спектр функциональных возможностей и режимов взвешивания

Технические параметры	PS 1500/Y	PS 2500/Y	PS 4500/Y	PS 6000/Y
Наибольший предел взвешивания, НПВ	1500 г	2500 г	4500 г	6000 г
Цена деления, d (дискретность)	0,01 г	0,01 г	0,01 г	0,01 г
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤10 мг	≤10 мг	≤10 мг	≤15 мг
Поверочное деление, e	100 мг	100 мг	100 мг	100 мг
Диапазон тарирования.	-1500 г	-2500 г	-4500 г	-6000 г
Юстировка	[] авто – T/24ч, t/3°C, %			
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C			
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A			
Время стабилизации	≤2 сек			
Размер чаши	195 x 195 мм			
Габариты (Г x Ш x В)	431 x 221 x 99 мм			
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (II) Высокий класс точности			
Цена с учетом НДС 18%	89 000,00	92 000,00	94 000,00	110 000,00



Гос. реестр СИ
РФ **49689-12**
ГОСТ Р 53228-2008



Высокий
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Подсчет



Сортировка



Процентное
взвешивание.



Взвешивание
животных



Статистика



Рецептура



Определение
плотности
" для весов с d- 1мг



GLP
протокол



Датчики
движения



Взвешивание
под весами




Сравнительное
взвешивание




Alibi память



Автоматическая
калибровка
T° / °C / %



- 1 – Дискретность
- 2 – Единица измерения
- 3 – Стабильность результата
- 4 – Суммарная шкала нагрузки (%)
- 5 – Режим взвешивания
- 6 – Календарь
- 7 – Часы
- 8 – Автоноль



Лабораторные весы серии PS.../X предназначены для статических измерений массы и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования.

Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют высокую точность и стабильность результатов измерений.

Весы оснащены широкоформатным графическим дисплеем с русифицированным меню управления.

Технические параметры	PS 1500/X	PS 2500/X	PS 4500/X	PS 6000/X
Наибольший предел взвешивания, НПВ	1500 г	2500 г	4500 г	6000 г
Цена деления, d (дискретность)	0,01 г	0,01 г	0,01 г	0,01 г
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤10 мг	≤10 мг	≤10 мг	≤15 мг
Поверочное деление, e	100 мг	100 мг	100 мг	100 мг
Диапазон тарирования.	-1500 г	-2500 г	-4500 г	-6000 г
Юстировка	[] авто – T/12ч, t/3°C			
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C			
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A			
Время стабилизации	≤2 сек			
Размер чаши	195 x 195 мм			
Габариты (Г x Ш x В)	334 x 206 x 100 мм			
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (II) Высокий класс точности			
Цена с учетом НДС 18%	52 000,00	52 000,00	52 000,00	55 000,00



Гос. реестр СИ РФ
49689-12 ГОСТ Р
53228-2008



Высокий
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Подсчет



Сортировка



Процентное
взвешивание.



Взвешивание
животных



Статистика



Рецептура



Определение
плотности
" для весов с d- 1мг




GLP
протокол



Взвешивание под
весами



Автоматическая
калибровка
T° / °C



Лабораторные весы серии PS.../C/2 предназначены для статических измерений массы и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования. Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют высокую точность и стабильность результатов измерений.

Весы оснащены стандартным трехстрочным LSD дисплеем с подсветкой, интерфейсами 2 x RS 232, type A USB, type B USB и опционально встроенной системой WiFi для коммуникации с компьютером.

Технические параметры	PS 1200/C/2	PS 2100/C/2	PS 3500/C/2	PS 4500/C/2	PS 6000/C/2
Наибольший предел взвешивания, НПВ	1200 г	2100 г	3500 г	4500 г	6000 г
Цена деления, d (дискретность)	0,01 г	0,01 г	0,01 г	0,01 г	0,01 г
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤10 мг	≤10 мг	≤10 мг	≤15 мг	≤15 мг
Поверочное деление, e	100 мг	100 мг	100 мг	100 мг	100 мг
Диапазон тарирования.	-1200 г	-2100 г	-3500 г	-4500 г	-6000 г
Юстировка	[] авто – T/9ч, t/3°C				
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C				
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A				
Время стабилизации	≤2 сек				
Размер чаши	195 x 195 мм				
Габариты (Г x Ш x В)	334 x 206 x 100 мм				
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49689-12, (II) Высокий класс точности				
Цена с учетом НДС 18%	35 000,00	35 500,00	36 000,00	37 000,00	41 000,00



Гос. реестр СИ
РФ 49689-12
ГОСТ Р 53228-2008



Высокий
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Подсчет



Сортировка



Процентное
взвешивание.



Определение
плотности
" для весов с d- 1mg






GLP
протокол



Взвешивание
под весами



Автоматическая
калибровка
T° / °C



Технические весы серии APP.../Y предназначены для статических измерений массы и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования.

Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют очень высокую точность и стабильность результатов измерений и включают самые передовые технические разработки завода RADWAG. Благодаря широкоформатному цветному сенсорному дисплею с датчиками движения и русифицированным меню управления, весы имеют самый обширный и передовой спектр функциональных возможностей и режимов взвешивания

Технические параметры	APP 25/Y	APP 35/Y
Наибольший предел взвешивания, НПВ	25 кг	35 кг
Цена деления, d (дискретность)	0,1 г	0,1 г
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤0,1 г	≤0,3 г
Поверочное деление, e	1 г	1 г
Диапазон тарирования.	-25 кг	-35 кг
Юстировка	[] авто – T/24ч, t/3°C, %.	
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C	
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A	
Время стабилизации	≤3 сек	
Размер чаши	347 x 259 мм	347 x 259 мм
Габариты (Г x Ш x В)	426 x 368 x 152 мм	
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49686-12, (II) Высокий класс точности	



Гос. реестр СИ
РФ **49686-12**
ГОСТ Р 53228-2008



Высокий
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Подсчет



Сортировка



Процентное
взвешивание.



Статистика



Рецептура



GLP
протокол



Датчики
движения



Взвешивание
под весами



Сравнительное
взвешивание



Alibi память



Технические весы

d – 0.1 г.

APP /C/2



Лабораторные весы серии PS.../C/2 предназначены для статических измерений массы и рекомендованы для использования в сфере государственного технического регулирования. Весы отвечают самым высоким метрологическим требованиям, имеют высокую точность и стабильность результатов измерений.

Весы оснащены стандартным трехстрочным LSD дисплеем с подсветкой, интерфейсами 2 x RS 232, type A USB, type B USB и опционально встроенной системой WiFi для коммуникации с компьютером.

Технические параметры	APP 25/C/2	APP 35/C/2
Наибольший предел взвешивания, НПВ	25 кг	35 кг
Цена деления, d (дискретность)	0,1 г	0,1 г
Повторяемость, СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤0,1 г	≤0,3 г
Поверочное деление, e	1 г	1 г
Диапазон тарирования.	-25 кг	-35 кг
Юстировка	[] авто – T/9ч, t/3°C.	
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C	
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A	
Время стабилизации	≤3 сек	
Размер чаши	347 x 259 мм	347 x 259 мм
Габариты (Г x Ш x В)	400 x 368 x 152 мм	
Гос. Реестр СИ РФ	№ 49686-12, (II) Высокий класс точности	
Цена с учетом НДС 18%	99 000,00	116 000,00

Гос. реестр СИ
РФ **49686-12**
ГОСТ Р 53228-2008Высокий
класс точностиЕвропейская
сертификация

Дозирование



Подсчет



Сортировка

Процентное
взвешивание.GLP
протоколВзвешивание
под весамиАвтоматическая
калибровка
T° / °C





WLC.../B1



WLC.../A2



WLC.../..R



WLC.../..K



Подсчет



Встроенный аккумулятор



Сортировка



Процентное взвешивание



Взвешивание под весами



Модель	НПВ	d	Весовая чаша	Цена с учетом НДС
WLC 0,6/B1	0,6 кг	0,01 гр	125×145 мм	17 000,00
WLC 1/A2	1 кг	0,01 гр	195×195 мм	19 300,00
WLC 2/A2	2 кг	0,01 гр	195×195 мм	22 000,00
WLC 6/A2	6 кг	0,1 гр	195×195 мм	18 000,00
WLC 10/A2	10 кг	0,1 гр	195×195 мм	20 000,00
WLC 20/A2	20 кг	0,1 гр	195×195 мм	22 000,00
WLC 6/F1/R	6 кг	0,1 гр	300×300 мм	22 000,00
WLC 6/F1/K	6 кг	0,1 гр	300×300 мм	22 000,00
WLC 12/F1/R	12 кг	0,2 гр	300×300 мм	22 000,00
WLC 12/F1/K	12 кг	0,2 гр	300×300 мм	22 000,00
WLC 30/F1/R	30 кг	0,5 гр	300×300 мм	22 000,00
WLC 30/F1/K	30 кг	0,5 гр	300×300 мм	22 000,00
WLC 60/C2/R	60 кг	1 гр	400×500 мм	28 000,00
WLC 60/C2/K	60 кг	1 гр	400×500 мм	28 000,00
WLC 120/C2/R	120 кг	2 гр	400×500 мм	28 000,00
WLC 120/C2/K	120 кг	2 гр	400×500 мм	28 000,00

Внешняя калибровка



НЕТ

Свидетельство о калибровке СИ – 4 500,00 с НДС.

Лабораторные весы (эконом)

WTB



Весы WTB это базовая «эконом» серия в линейке RADWAG.
Рекомендовано для использования в учебных учреждениях

Модель	Г	PC	НПВ	d	СКО	Весовая чаша	Цена с учетом НДС
WTB 200	внеш	нет	200 г	0,001 г	≤0,003 г	Ø 115 мм	16 000,00
WTB 2000	внеш	нет	2000 г	0,01г	≤0,03г	125x145 мм	15 000,00



Подсчет



Встроенный аккумулятор



Сортировка



Процентное взвешивание



Суммирование

Автоматический контроль массы таблеток

РА



Рабочий комплект (устройство РА-02/Н; весы AS220/Y; принтер)

Устройство автоматической подачи РА-02 является устройством, предназначенным для автоматической подачи фармацевтических изделий (таблетки, капсулы) по одной штуке на весы RADWAG серий AS/Y для определения и контроля массы.

Модель	Технические параметры	Цена с учетом НДС
РА-02/Н		535 000,00
Диаметр фармацевтических изделий	Ø 3 ÷ 15 мм	
Диаметр таблетка-приёмника	Ø 180 мм	
Глубина таблетка-приёмника	70 мм	
Скорость подачи	1 ÷ 15 шт/мин	
Допустимая температура	+5 ° ÷ +40 °С	
Потребляемая мощность	8 Вт	
Степень защиты	IP 34	
Сетевое питание	110 ÷ 230VAC 50 / 60Hz	
Интерфейс	RS 232	

Вес нетто	16 кг
Габариты	320×320×300 мм

Система для калибровки дозаторов



Для эффективного и рационального решения задачи по калибровке пипеток (дозаторов) RADWAG предлагает готовое решение в виде комплекса на базе микровесов MXA 21.3Y. Комплекс предназначен для калибровки автоматических пипеток с фиксированным и регулируемым объемом от 1 мкл до 10 мл и взвешивание образцов с максимальной массой до 21 г.

Комплектация:

1. Стол антивибрационный – 1 шт.
2. Микровесы MYA 21.3Y (P) – 1 шт. (1 µl - 10 000 µl (10 ml)).
3. Атмосферный модуль:
 - Зонд для измерения температуры, влажности и давления – 1 шт.
 - Зонд для измерения температуры воды – 1 шт.
4. Комплект для использования воды:
 - Раковина для использованной воды (для правой или левой руки) – 1 шт.
 - Контейнер для использованной воды – 1 шт.
5. Компьютерный модуль:
 - Персональный компьютер с ЖК-монитором, клавиатура, мышь. – 1 комп.
 - Программное обеспечение «Pipettes RADWAG» (предварительно установленное на ПК)
6. Источник бесперебойного питания – 1 шт.

Технические параметры	MXA 21.3Y (P)
Наибольший предел взвешивания, НПВ	21 г
Цена деления d (дискретность)	0,001 мг
Повторяемость. СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤2,5 мкг
Поверочное деление. e	1мг
Диапазон тарирования.	-21 г
Юстировка	[] авто – T/24ч, t/0.8°C, %.
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A
Время стабилизации	≤5 сек
Размер чаши	∅ 26 мм
Габариты (Г x Ш x В)	370 x 173 x 173 / 360 x 208 x 74 мм
Гос. Реестр СИ РФ	(I) Специальный класс точности
Цена комплекса с учетом НДС 18%	1 072 000,00



Гос. реестр СИ
РФ № 34926-07



Специальный
класс точности



Европейская
сертификация



Дозирование



Сортировка



Процентное
взвешивание.



Статистика



Рецептура



Компенсация
объёма навески



GLP
протокол



Датчики
движения



Сравнительное
взвешивание




Alibi память



Калибровка
пипеток



Автоматическая
калибровка
T° / °C / %




Комплектация:

1. Стол антивибрационный – 1 шт.
2. Микровесы MYA 21.3Y (P) – 1 шт. (**1 µl - 10 000 µl** (10 ml)).
3. Аналитические весы XA 82/220/Y Automatic – 1 шт. (**10 µl - 100 000 µl** (100 ml)).
4. Атмосферный модуль:
 - Зонд для измерения температуры, влажности и давления – 1 шт.
 - Зонд для измерения температуры воды – 1 шт.
5. Комплект для использования воды:
 - Раковина для использованной воды (для правой или левой руки) – 1 шт.
 - Контейнер для использованной воды – 1 шт.
6. Компьютерный модуль:
 - Персональный компьютер с ЖК-монитором, клавиатура, мышь. – 1 комп.
 - Программное обеспечение «Pipettes RADWAG»

Технические параметры	MXA 21.3Y (P)	XA 82/220/Y Automatic
Наибольший предел взвешивания, НПВ	21 г	82/220 г
Цена деления d (дискретность)	0,001 мг	0,01/0,1 мг
Повторяемость. СКО (* среднее значение отклонения по сумме 10 измерений)	≤2,5 мкг	≤0,02/0,08 мг
Поверочное деление. e	1мг	1 мг
Диапазон тарирования.	-21 г	-220 г
Юстировка	[] авто – T/24ч, t/0.8°C, %.	
Рабочая температура	+10°C ÷ +40°C	
Эл. сеть	13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A	
Время стабилизации	≤5 сек	
Размер чаши	ø 26 мм	ø 85 мм
Габариты (Г x Ш x В)	370 x 173 x 173 / 360 x 208 x 74 мм	570 x 253 x 296 мм
Гос. Реестр СИ РФ	(I) Специальный класс точности	
Цена комплекса с учетом НДС 18%	1 516 000,00	



Дополнительное оборудование



Для удобства использования в качестве тары стеклянных емкостей, RADWAG предлагает дополнительные специализированные весовые чаши.
Чаши для моделей Radwag: XA/Y, AS/Y, XA/X, AS/X, AS/C/2.



UL-01



UL-02



UL-03



UL-04

Модель	Применение	Цена с учетом НДС
UL-01	Пробирки- Фильтры- изделия из стекла	6 200,00
UL-02	Пробирки - $\varnothing 8$, $\varnothing 10$, $\varnothing 12$ мм	6 200,00
UL-03	Круглые флаконы - 50, 100, 250 мл	6 200,00
UL-04	Плоские флаконы - 50, 100 мл	6 200,00

Устройство для определения плотности

Kit



Модель	Применение	Цена с учетом НДС
Kit 85	Для весов с размером весовой чаши $\varnothing 85$ мм	24 600,00
Kit 128	Для весов с размером весовой чаши 128×128 мм	24 600,00



- %M** Относительная влажность
- %D** Потеря массы
- ???** Эффективная сушка
- END** Автоматическое отключение
- Graph** Графики процессов измерений
- Lightbulb** Галогеновый нагревательный элемент
- GLP** GLP протокол
- Star** Память программ сушки и полученных результатов
- 250°C** Нагрев до 250°C (опционально)

Анализатор влажности WPS 50 SX – современный лабораторный измерительный прибор, предназначенный для определения относительной влажности и сухого остатка в любых сыпучих продуктах.

Модель	HAL	IR	160°	250°	НПВ	d	Весовая чаша	d Влажность	Цена с учетом НДС
WPS 50/SX	•		•		50 гр	0,1 мг	Ø 90 мм	0,001 %	103 000,00


HAL halogen lamps **IR** IR emitters **160°** max. temp 160 °C **250°** max. temp 250°



Чаши (1 уп. – 50 шт.) 1840,00 рублей



	Относительная влажность
	Потеря массы
	Эффективная сушка
	Автоматическое отключение
	Графики процессов измерений
	Галогеновый нагревательный элемент
	GLP протокол
	Память программ сушки и полученных результатов
	Нагрев до 250°C (опционально)



Анализатор влажности является лабораторным измерительным прибором, предназначенным для определения относительного содержания влаги в образцах различных веществ. МА 3У оснащен цветной сенсорной панелью с диагональю 5,7", которая обеспечивает новые возможности работы прибора и графическое представление результатов измерений. Услугам расширенной базы данных, содержащие программируемые режимы сушки, связанной с базой данных образцов. Серия МА 3У обеспечивает печать и экспорт графиков, представленных на его дисплее в файл BMP.

Особенности анализатора влажности серии МА 3У:

- Точность считывания содержания влаги 0,0001%
- Нагрев компонентов: галоген или ИК-излучатель
- Графическое представление результатов сушки, графиков: Ат,% М,% D,% R,
- Сушка профилей: стандартный, плавный, пошаговый, быстро
- Выбор режима: AUTO 1 - 5, ручной, автоматический, время определено
- База данных сушки процедуры: около 1000 записей для каждого типа данных
- База данных образцов
- Интерфейсы: 2 x USB 2.0; 4IN / 4out, RS 232, Ethernet 10/100Mbit

Персонализация настроек прибора осуществляется в расширенном профиле пользователей. Уровень управления на основе системы LevelSENSING, Radwag запатентованное решение, которое использует систему электронного уровня. Стандартные и пользовательские распечатки позволят для поддержания документация соответствует GLP / GMP требования практически в любом приложении.

Модель	HAL	IR	160°	250°	НПВ	d	Весовая чаша	d Влажность	Цена с учетом НДС
--------	-----	----	------	------	-----	---	--------------	-------------	-------------------

MA 60.3Y.WH	•			•	60 g	0,1 mg	ø 90 mm	0,0001 %	135 000,00
MA 200.3Y.WH	•			•	200 g	1 mg	ø 90 mm	0,001 %	135 000,00





	Относительная влажность
	Потеря массы
	Эффективная сушка
	Автоматическое отключение
	Галогеновый нагревательный элемент
	GLP протокол
	Память программ сушки и полученных результатов
	Нагрев до 250°C (опционально)

Анализатор влажности является измерительным прибором, разработанным специально для определения содержания влаги в относительно небольших образцах различных веществ.

Особенности анализатора влажности серии MAC :

- легкий доступ, предоставляемый ЖК дисплеем с подсветкой
- сушка профилей (стандартный , плавный, пошаговый, быстро).
- выбор режима (ручной, влажность стабилизации, автоматический, время определено).
- GLP / GMP распечатки и отчеты
- инфракрасные лампы
- стандартные и нестандартные приложения
- оптимизация работы из-за режима галогенных ламп

Каждый анализатор влажности оснащен алюминиевой весовой чашей с размерами $\varnothing$ 90 мм.

Модель	HAL	IR	160°	250°	НПВ	d	Весовая чаша	d Влажность	Цена с учетом НДС
MAC 50		•	•		50 g	1 mg	$\varnothing$ 90 mm	0,01/0,001 %	68 000,00
MAC 110		•	•		110 g	1 mg	$\varnothing$ 90 mm	0,01 %	72 000,00
MAC 50/1		•	•		50 g	0,1 mg	$\varnothing$ 90 mm	0,01/0,001 %	75 000,00
MAC 210		•	•		210 g	1 mg	$\varnothing$ 90 mm	0,01 %	76 000,00

250° max. temp 250° - Цена +18000,00 руб.(WH)



	Относительная влажность
	Потеря массы
	Эффективная сушка
	Автоматическое отключение
	Графики процессов измерений
	Галогеновый нагревательный элемент
	GLP протокол
	Память программ сушки и полученных результатов
	Нагрев до 250°C (опционально)

Анализатор влажности измеряют устройства, специально предназначенные для определения содержания влаги в относительно небольших образцах различных веществ. Анализатор влажности MAX оснащен графическим дисплеем с подсветкой, что делает интерфейс инструмента прозрачным и простым в использовании. Пользователь меню включает в себя базу данных с 99 сушке процедур, где каждый элемент имеет свое запрограммированное имя (например, название материала, его номер, ID, и т.д.).

Особенности анализатора влажности MAX:

- легкий доступ, предоставляемый графическим дисплеем с подсветкой;
- стандартные и нестандартные приложения;
- доступное программное обеспечение на разных языках: польском, английском, немецком, французском, русском, чешском;
- Меню работы с периферийным клавиатуре ПК;
- сушка профилей (стандартный, плавный, пошаговый, быстрый);
- выбор режима (ручной, автоматический, время определено);
- Визуализация процесса сушки
- GLP / GMP распечатки и отчеты
- инфракрасные лампы

Каждый анализатор влажности оснащён алюминиевой весовой чашей с размерами $\varnothing$ 90 мм.

Модель	HAL	IR	160°	250°	НПВ	d	Весовая чаша	d Влажность	Цена с учетом НДС
MAX 50		•	•		50 g	1 mg	$\varnothing$ 90 mm	0,01/0,001 %	97 000,00
MAX 60		•	•		60 g	1 mg	$\varnothing$ 90 mm	0,01/0,001 %	99 000,00
MAX 50/1		•	•		50 g	0,1 mg	$\varnothing$ 90 mm	0,01/0,001 %	103 000,00

250° max. temp 250° - Цена +18000,00 руб.(WH)



WPT H



WPT H/K



WPT 3H1



WPT 3H1/K



Подсчет



Сортировка



Процентное
взвешивание



Взвешивание
животных



Суммирование



Peak hold



Весы серии WPT H является стандартной моделью с тензометрической весовой ячейкой.

Весы оснащены влагозащищённым LCD дисплеем PUE C/31H.

Весы изготовлены 100% из высококачественной нержавеющей стали и могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью.

Модель	Max	d = e	Платформа	Цена с учетом НДС
WPT 3H1/K	3 кг	1 г	200×150 мм	57 500,00
WPT 6H2/K	6 кг	2 г	250×300 мм	59 800,00
WPT 15H2/K	15 кг	5 г	250×300 мм	59 800,00
WPT 15H3/K	15 кг	5 г	410×410 мм	65 400,00
WPT 30H3/K	30 кг	10 г	410×410 мм	66 500,00
WPT 60H3/K	60 кг	20 г	410×410 мм	69 900,00
WPT 150H3/K	150 кг	50 г	410×410 мм	69 900,00
WPT 60H4/K	60 кг	20 г	500×500 мм	79 000,00
WPT 150H4/K	150 кг	50 г	500×500 мм	80 000,00
WPT 60H5/K	60 кг	20 г	600×600 мм	83 900,00
WPT 150H5/K	150 кг	50 г	600×600 мм	85 700,00
WPT 300H5/K	300 кг	100 г	600×600 мм	92 500,00
WPT 150H6/K	150 кг	50 г	800×800 мм	130 800,00
WPT 300H6/K	300 кг	100 г	800×800 мм	133 000,00

Внешняя калибровка



НЕТ

Свидетельство о калибровке СИ – 4 500,00 с НДС.



Подсчет



Сортировка



Процентное
взвешивание



Взвешивание
животных



Суммирование



Peak hold



Модель	Max	d = e	Платформа	Цена с учетом НДС
WPT/4N 400 H1	400 кг	200 г	840×860 мм	242 500,00
WPT/4N 400 H2	400 кг	200 г	1100×1200 мм	259 400,00
WPT/4N 800 H2	800 кг	500 г	1100×1200 мм	287 640,00
WPT/4N 1500 H2	1500 кг	500 г	1100×1200 мм	288 000,00
WPT/4N 800 H3	800 кг	500 г	1200×1500 мм	305 000,00
WPT/4N 1500 H3	1500 кг	500 г	1200×1500 мм	367 000,00
WPT/4N 1500 H4	1500 кг	500 г	1500×1500 мм	384 000,00

Внешняя калибровка



Свидетельство о калибровке СИ – 4 500,00 с НДС.



RADWAG BALANCES AND SCALES
ADVANCED WEIGHING TECHNOLOGIES

RADWAG

26 – 600 Radom, 28 Bracka Street, POLAND
Phone: +48 (0-48) 38 48 800, fax. +48 (0-48) 385 00 10
export@radwag.com
www.radwag.com

ООО «РАДВАГ СПб»

Офис продаж в России
192007, Санкт-Петербург, а/я 154
ул. Тамбовская, дом 8 литера Б
телефон (812) 715-60-80, факс 712-90-47
[e-mail: info@radwag.ru](mailto:info@radwag.ru)
www.radwag.ru

